



Бондинговые системы

One Coat Bond

One Coat Bond - 1 шаговая дентин/эмалевая бондинговая система, основанная на революционной идее высококонцентрированного бонда.



вся сила адгезии в одной капле

Экономичность



Благодаря особой форме упаковки - шприц, появилась возможность дозировать количество бонда, исходя из размеров полости. Содержимого шприца в среднем **хватает на 100 нанесений**


Благодаря тому, что бонд не содержит летучих растворителей (спирт, ацетон), нет необходимости в повторном нанесении бондинга.

Вы экономите время и деньги

Консистенция бонда не изменяется от раза к разу в процессе работы.

Безопасность



При работе с One Coat Bond достаточно 15% ортофосфорной кислоты, что в сочетании с уменьшенным временем экспозиции позволяет добиться максимально щадящего травления эмали.



Надежность

Благодаря особой формуле бонда, при нанесении на дентин его консистенция “разжижается”, что в сочетании с водной основой позволяет глубже проникать в дентинные каналы и надежнее их запечатывать.


Отсутствие летучих элементов в бондинге, его водосодержащая основа и прочное биомеханическое соединение с дентином и эмалью, гарантирует **отсутствие послеоперационной чувствительности**



One Coat SE Bond

self etching bond

новая, беспротравочная бондинговая система




Роль кислоты в новом бонде взял на себя Primer, чей химический состав позволяет растворять “смазанный слой” не разрушая его. Деминерализуя структуру “смазанного” слоя Primer проникает в дентинные каналы и обволакивает коллагеновые волокна, образуя плотный однородный бондинговый слой - **защиту от послеоперационной чувствительности**

Сила адгезии у большинства “самопротравливающих” бондингов существенно зависит от степени увлажнения дентина. Черезмерно высокая или низкая влажность существенно снижает ее.

Благодаря водосодержащей основе One Coat SE Bond позволяет добиваться неизменно превосходных результатов в самых сложных условиях



В новой бондинговой системе Coltene смог соединить все достоинства One Coat Bond с привычной врачам формой упаковки - бутылочки по 5 мл и сверхпопулярной идеей “самопротравливания”



Вид эмали после обработки One Coat SE Bond Primer



Проникновение One Coat SE Bond Bond в дентинные каналы.



Вид дентина после One Coat SE Bond



coltène®

ONE COAT BOND



2*1.2 мл. Кислота ETCHANT 15
 1.2 мл. One Coat Bond
 12 Канюли для кислоты
 50 Микроаппликаторы
 1 Канюли для бонда

Art. No 7879
 One Coat Bond
 Одночная упаковка
 1.2 мл. One Coat Bond

Art. No 7873
 One Coat Bond
 Двойная упаковка
 2*1.2 мл. One Coat Bond

Art. No 7878
 ETCHANT 15
 4*1.2 мл. Кислота ETCHANT 15



OneCoat SE Bond

SELF-ETCHING BOND

Art. No 7630
 One Coat Introkit
 5 ml Primer 1
 5 ml Bond 2
 50 Микроаппликаторы черные
 50 Столик для смешивания
 1

Art. No 7631
 One Coat Single Dose
 50 Одночных доз
 по 0.1мл. Primer 1
 по 0.1мл. Bond 2

7636
 at Self-Etching

Art. No 7635
 One Coat Self-Etching
 5 мл Primer 1

Официальный дистрибьютор



Coltène AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten/Switzerland
 Tel. +41 (0)71 757 53 00
 Fax +41 (0)71 757 53 01
 office@coltenewhaledent.ch

coltène
whaledent®